

البحث عن المتفطرات (3 عينات) في القشع/البول

تعليمات جمع العينات

حاوية	<p>حاوية بلاستيكية معقمة ذات غطاء لولبي واسع أو ضيق.</p> <p>حاويات خاصة بالقشع</p>  <p>حاويات البول</p> 
الطريقة	<ul style="list-style-type: none">• يجب الانتهاء من أي علاج بالمضادات الحيوية قبل 7 أيام على الأقل من إجراء الفحص. <p>جمع القشع:</p> <ul style="list-style-type: none">• اجمع عينة الصباح الباكر، فهي الأكثر تمثيلاً للإفرازات الرئوية المتراكمة أثناء الليل.• حافظ على نظافة الفم جيداً، وقم بالمضمضة بالماء دون استخدام معجون الأسنان أو غسول الفم.• عند السعال العميق، قم بوضع القشع مباشرة في الحاوية، ثم ضعه على الشفة السفلى. أغلق الحاوية بإحكام عن طريق شد الغطاء.• تجنب إدخال المواد اللعابية أو الإفرازات الأنفية في وعاء التجميع. إذا لم يكن الأمر كذلك، كرر الإجراء من البداية.• اجمع، باتباع الطريقة الموصوفة سابقاً، 3 عينات من القشع في أيام مختلفة (3 أيام متتالية) <p>جمع البول:</p> <ul style="list-style-type: none">• اجمع عينة بول في الصباح الأول لمدة 3 أيام متتالية. <p>يجب ألا يقل حجم البول في كل حاوية عن 50 مل. لا تجمع عينات متعددة في نفس اليوم.</p>
التخزين	<p>قم بتسليم الحاوية إلى مركز التجميع خلال ساعات العمل. ويفضل أن يتم تسليم كل عينة في نفس يوم التجميع (خلال ساعتين بعد الجمع). إذا لم يكن التسليم اليومي ممكناً، قم بتخزينه في الثلاجة عند درجة حرارة 4 درجات مئوية لمدة لا تزيد عن 72 ساعة.</p>

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
27/12/2023	Raccolta_Campioni_Microbiologici_Utenti (DI 2779)	06/02/2024	01	4 di 19